

AGOS

Bone Staples


Agrafes osseuses

AGOS



L'Orthopédie autrement ...

Orthopaedics differently ...



AGOS est une gamme d'agrafes pour fixations osseuses et ligamentaires

Caractéristiques techniques :

Matière **Chrome-Cobalt (C)**

Norme

ISO5832/4

Surface **Micro-billée**

AGOS is a range of staples for bone and ligamentary fixings







Technical characteristics :

Raw Material **Chromium-Cobalt (C)**

Standard

ISO5832/4

Surface **Sand-blasted**

Modèle Type		Largeur Width mm (L)	Hauteur Height mm (H)	Référence Item #
Américaine crantée American Notched		6	22	S310006
		8	22	S310008
		11	22	S310011
		14	22	S310014
Bouton ligamentaire Ligamentary button		10	22	S320150
Droite renforcée Straight reinforced		10	19	S303010
		16	19	S303016
		22	19	S303022
		28	19	S303028
Oblique renforcée Angulated reinforced		16/b=12	18	S302016
		22/b=18	18	S302022
		28/b=23	19	S302030
Escalier Stepped		23/e=5	27	S301005
		23/e=10	27	S301010
Tabouret Crossed		22	27	S304022
		28	27	S304028

Fabrique d'Implants et d'Instruments chirurgicaux

ZA du champ de Berre

43240 SAINT-JUST-MALMONT (FRANCE)

Tel : +33.4.77.35.03.02 - Fax : +33.4.77.35.03.19

Email : info@fii.fr

AGOS

AGOS

Fii
France